

SOLIDO 4S



Łóżka rehabilitacyjne przeznaczone są do ogólnej pielęgnacji i leczenia pacjentów. Stanowią podstawę wyposażenia sal chorych oraz oddziałów rehabilitacyjnych.

Konstrukcja łóżka **Solido 4S** wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Leże czterosegmentowe, wypełnione odejmowaną kratką stalową lub montowaną na stałe (opcja). Regulacja segmentu oparcia pleców i uda dokonywana dźwignią umieszczoną pod leżem, przy pomocy sprężyn gazowych. Sekcja podudzia regulowana ręcznie systemem zapadkowym. Szczyty łóżka wykonane z rur pokrytych powłoką niklowo-chromową, wypełnione wkładem z płyty tworzywowej, wodoodpornej, dwustronnie laminowanej. Układ jezdny stanowią cztery koła blokowane indywidualnie lub centralnie (opcja). Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe oraz listwy ochronne (opcja). W narożnikach leża tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego.

PARAMETRY TECHNICZNE:

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Wymiary leża | 2000 x 900 mm | Kąt odchylenia oparcia pleców | 0-70° |
| Wymiary zewnętrzne | 2130 x 950 mm | Kąt odchylenia oparcia uda | 0-45° |
| Wysokość leża | 550 mm | | |