

## INHALATOR PHILIPS RESPIRONICS CLENNY 2

Inhalator Philips Respironics (Medel) Clenny2 to najmniejsze na rynku urządzenie do inhalacji wyposażone w system podwójnej pompy. Jest to produkt najnowszej generacji, wyznacza nowe trendy w nebulizacji i zapewnia niespotykane dotąd parametry inhalacji.

Unikatowe wymiary inhalatora Philips Respironics (Medel) Clenny2 to:

11 cm wysokości  
 6cm szerokości  
 4,5 cm głębokości

Wymiary nie zwiększają się po założeniu baterii.

Urządzenie jako jedyne na rynku posiada baterię jonową zapewniającą godzinną pracę (opcja dodatkowa)!

Inhalator Philips Respironics (Medel) Clenny2 został wyposażony w bardzo silny i miniaturowy kompresor, który pozwala na szybkie i efektywne inhalacje w dowolnych warunkach. Ruchoma podstawa nebulizatora umożliwia obracanie urządzenia w poziomie oraz w pionie.

Charakteryzuje się cichą pracą i eleganckim wyglądem, dlatego jest polecany w szczególności dla użytkowników wymagających. Inhalator Clenny2 może być z powodzeniem stosowany w różnych warunkach o dowolnych porach dnia i nocy.

**UWAGA!** Nebulizator składa się z przezroczystego pojemnika na lek i niebieskiego stożka przewodzącego (rozpylacza). Części nebulizatora NIE są sprzedawane osobno.

### Dane techniczne;

szybkość inhalacji: 0,25 ml/min

rozmiar cząsteczek: poniżej 5 mikronów

pojemność nebulizatora 6 ml

waga: 300 g

zasilanie sieciowe lub z baterii (opcja dodatkowa)

wyposażenie: kompresor, nebulizator, 2 maski (jedna dla dzieci, druga dla dorosłych), 2 ustniki, końcówka do nosa, przewód powietrzny oraz zasilacz

moc pobierana: ok. 10 W

