

Ssak operacyjny SO-4/T Ogarit

Ssak jest przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów u chorych na salach operacyjnych, na oddziałach intensywnej terapii, w gabinetach zabiegowych, w przychodniach lekarskich i domach opieki. Przydatny jest w prywatnej praktyce lekarskiej.



System regulacji podciśnienia pozwala na dostosowanie wydajności odsysania do potrzeb zabiegu. Wartość podciśnienia pokazuje czytelny wskaźnik. Wydajna pompa pozwala na szybkie odsysanie i uzyskanie w krótkim czasie potrzebnego podciśnienia w kaniuli przy polu odsysania.

Łatwość obsługi zwiększa włącznik nożny umożliwiający zdalne uruchamianie i wyłączanie ssaka. Ponadto ssak bardzo łatwo daje się przesunąć na samonastawnych kółkach jezdnych z blokadą. Odsysana treść zbierana jest w dwie butle poliwęglanowe przystosowane do wkładów jednorazowych. Butle z samouszczelniającymi się pokrywami wielorazowymi, mogą być sterylizowane w temperaturze do 134°C. Przed przepełnieniem butli chroni specjalny zawór pływakowy. Dodatkowo filtr hydrofobowy-antybakteryjny zabezpiecza źródło ssania oraz personel medyczny.

Niezawodna, bezobsługowa pompa nie wymaga smarowania.

Wygodny, dobrze wyważony uchwyt zapewnia łatwe przenoszenie ssaka.

Solidna obudowa zapewnia wieloletnią eksploatację i ułatwia utrzymanie czystości.

Firma zapewnia sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Parametry techniczne

Szybkość zasysania	30 l/min
Maksymalne podciśnienie	do 85 kPa
Czas pracy	Praca ciągła
Ilość butli	2
Pojemność butli	1 lub 2 litry
Wymiary (dł. szer. wys.)	380 x 290 x 520 mm
Masa ssaka	8,8 kg
Klasa izolacji	II klasa
Pobór mocy	70 VA
Zasilanie	230 V / 50 Hz