

**KWAPISZ®**

Andrzej Kwapisz  
Fabryka Aparatury Medycznej  
Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 35/37  
01-248 Warszawa  
tel. (022) 837 00 20  
w. 227 lub 249  
tel./fax (022) 837 87 60



**CE**  
0434

# POMPA INFUZYJNA DUET 20 / 50



## OPIS

- *Sterowanie i kontrola mikroprocesorem.*
- *Szybkość podawania płynów od 0,1ml/h do 99,9ml/h, regulowana co 0,1ml/h.*
- *Możliwość równoczesnego podawania płynów infuzyjnych (strzykawki 20ml lub 50ml) z dwóch niezależnie działających torów.*
- *System zabezpieczający przed obturbacją żyły (KVO - keep vein open).*
- *Alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria.*
- *Funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa 256ml/h).*
- *Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, który umożliwia czterogodzinną pracę.*
- *Możliwość mocowania na statywie.*
- *Zastosowanie w karetkach reanimacyjnych.*