

KWAPISZ®

**ANDRZEJ KWAPISZ
FABRYKA APARATURY
MEDYCZNEJ SP. ZO.O.**

ul. Jana Kazimierza 35/37
01-248 Warszawa
tel. (0-22) 837 00 20
w. 227 lub 249,
tel/fax (0-22) 837 87 60



CE
0434

POMPA INFUZYJNA 1020 PCA



OPIS

- Przeznaczona do wykonywania długotrwałych wlewów dożylnych.
- Zakres szybkości wlewu od 0,1 ml/h do 20 ml/h ze stopniowaniem co 0,1 ml/h.
- Zakres nastawianych objętości infuzji wynosi od 0,1 do 20 ml w czasie od 1 min do 50 godz.
- Istnieje możliwość zmiany szybkości infuzji w dowolnym momencie bez przerywania podawania leku poprzez włączenie funkcji BOLUS.
- Zakres nastawianej objętości bolusa od 0,1 do 0,9 ml zaś zakres czasu karencji bolusa wynosi od 10 min do 99 min.
- Podczas podawania dawki bolusowej, podana objętość oraz ilość dawek bolusowych jest wyświetlana na wyświetlaczu pompy.
- Możliwość czasowego wstrzymania infuzji poprzez wciśnięcie klawisza STOP. Po ponownym włączeniu START pompa pamięta wszystkie zaprogramowane parametry oraz objętości i czas infuzji.
- Przy braku zasilania zewnętrznego pompa automatycznie przechodzi na zasilanie z akumulatora.
- Pompa jest przystosowana do noszenia przez pacjenta.