

# i400 ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse

iPulse

## N°1 NA ŚWIECIE Aparat do zabiegów:

- depilacja
- fotoodmładzanie
- redukcja skaz pigmentowych i naczyniowych
- likwidacja trądziku i blizn potrądzikowych

# i400

Ekskluzywna wersja w pięknej oprawie



**i400** tak jak wszystkie systemy iPulse został zaprojektowany tak, aby zapewnić najbardziej efektywne zabiegi w bardzo krótkim czasie i przy jak najmniejszych kosztach dla użytkownika.

**i400** jest wyjątkowy, ponieważ system optyczny oparty na unikalnej głowicy o powierzchni plamki 8,9 cm<sup>2</sup>, oznacza to, że jest szybszy i tańszy w eksploatacji niż konkurencyjne urządzenia.

**i400** jest zaprojektowany tak aby zapewnić prostą obsługę. Wstępnie kalibrowane zespoły lamp użytkownik może wymienić w kilka sekund.

 **optimed** PRO-OFFICE  
31-444 KRAKOW, ul. Sliczna 36  
tel.: +48/12/ 417 30 70  
e-mail: [optimed@optimedpro-office.eu](mailto:optimed@optimedpro-office.eu)  
[www.optimedpro-office.eu](http://www.optimedpro-office.eu)

# i400 ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse

iPulse



**N° 1 NA ŚWIECIE**



## Mocne strony urządzenia

- urządzenie posiada CE medyczne ze względu na precyzję, skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów
- limit dawek (nie pozwala na ustawienie za wysokiej mocy impulsu) wykorzystuje najmniejszą potrzebną do zabiegu dawkę energii wbudowany filtr - nie ma konieczności wymiany filtrów przy każdym zabiegu, dzięki temu nie narażamy systemu na uszkodzenie, zawdzięczamy to doskonałej jakości lamp
- jedna głowica dla wszystkich zabiegów z unikalną powierzchnią płamki 8,9 cm<sup>2</sup> czyni urządzenie jeszcze bardziej efektywniejszym
- nie wymaga specjalistycznej instalacji
- nie potrzebna jest kalibracja urządzenia i wymienianych lamp
- lampy zapewniają optymalną energię przez cały czas ich żywotności czyli 10 000 impulsów
- komputer sygnalizuje potrzebę wymiany lamp
- lekki, mobilny i przenośny
- przodujący dystrybutor urządzeń IPL firma CyDen N° 1 w świecie

# i400

**Ekskluzywna wersja w pięknej oprawie**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła: 2 lampy ksenonowe

Zakres długości fali: 530 - 1200 nm

Powierzchnia błysku: 8,9 cm<sup>2</sup>

Czas trwania błysku: 10 - 110 ms

Sekwencja błysku:  
błysk pojedynczy lub potrójny

Potrójny błysk: 5-20 ms czas błysku  
7-30 ms czas przerwy

Częstotliwość powtórzenia błysku:  
średnio co 0,25 Hz

Gęstość energii: 0-20 J/cm<sup>2</sup>

Chłodzenie: powietrzne, wentylator

Wymiary: 96 x 50 x 39,5 cm

Waga: 19,5 kg

## Zestaw IPL i400 zawiera:

- Jedną głowicę aplikacyjną z jednym zespołem lamp
- Jedną butelkę przezroczystego żelu przylegającego
- Dwie pary okularów ochronnych
- Kabel zasilający
- Instrukcję obsługi

iPulse

iPulse is a registered trademark and patented technology of CyDen Limited

**CyDen**

CyDen Limited, Technium, Kings Road, Swansea SA1 8PU United Kingdom.  
Tel +44 1792 485755 Fax +44 1792 485524 www.cyden.co.uk

Dystrybutor:

OPTIMED PRO-OFFICE • ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków • tel. 012 417 30 70