

i200+ - ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse



N^o 1 NA ŚWIECIE

Przenośny aparat do zabiegów:

- depilacja
- fotoodmładzanie
- redukcja skaz pigmentowych i naczyniowych
- likwidacja trądziku i blizn potrądzikowych

i200+



i200+ tak jak wszystkie systemy iPulse, został zaprojektowany tak, aby zapewnić najbardziej efektywne zabiegi w bardzo krótkim czasie i przy jak najniższych kosztach dla użytkownika.

IPL i200+ jest wyjątkowy, ponieważ system optyczny oparty na unikalnej głowicy o powierzchni otworu końcówki 8,9 cm², oznacza to że jest szybszy i tańszy w eksploatacji niż konkurencyjne urządzenia.

Urządzenia IPL i200+ są zaprojektowane tak aby zapewnić prostą obsługę. Wstępnie kalibrowane zespoły lamp użytkownik może wymienić w kilka sekund.

Dodatkową zaletą urządzenia jest jego niska waga tylko 15 kg!



31-444 KRAKÓW, ul. Śliczna 36
tel.: +48 12 417 30 70
e-mail: optimed@optimedpro-office.eu
www.optimedpro-office.eu

i200+ - ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse



N^o 1 NA ŚWIECIE



Panel przyjazny dla użytkownika



Ustawianie parametrów zostało uproszczone tak aby zmiana zajmowała jak najmniej czasu. Dodatkowo system został wyposażony w oprogramowanie komputerowe, które steruje precyzyjnie odpowiednimi dawkami w zależności od rodzaju zabiegu i typu skóry pacjenta. Kontrola komputerowa to najważniejszy atut tego urządzenia sprawia, że leczenie przebiega solidnie, niezawodnie i bezpiecznie (unikamy poparzeń!)

Mocne strony urządzenia

- urządzenie medyczne posiada CE medyczne ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo
- limit dawek (nie pozwala na ustawienie za wysokiej mocy impulsu)
- wbudowany filtr (nie ma konieczności wymiany filtrów przy każdym zabiegu)
- jedna końcówka dla wszystkich zabiegów
- nie wymaga specjalistycznej instalacji
- nie potrzebna jest kalibracja urządzenia i wymienianych lamp
- lampy zapewniają optymalną energię przez cały czas ich żywotności czyli 10 000 impulsów
- komputer sygnalizuje potrzebę wymiany lamp
- lekki i przenośny
- N^o 1 w świecie

Zestaw IPL i200+ zawiera:

- Jedną głowicę aplikacyjną z jednym zespołem lamp
- Jedną butelkę przezroczystego żelu przylegającego
- Dwie pary okularów ochronnych
- Kabel zasilający
- Instrukcję obsługi

Efekty po zastosowaniu IPL i200+



Specyfikacja techniczna

Źródło światła:	2 lampy ksenonowe
Zakres długości fali:	530 - 1200 nm
Powierzchnia błysku:	8,9 cm ²
Czas trwania błysku:	10 - 110 ms
Sekwencja błysku:	błysk pojedynczy lub potrójny
Potrójny błysk:	5-20 ms czas błysku 7-30 ms czas przerwy
Częstotliwość powtórzenia błysku:	średnio co 0,25 Hz
Gęstość energii:	0-20 J/cm ²
Chłodzenie:	powietrzne, wentylator
Wymiary:	476 mm (wys.) 200 mm (szer.) 538 mm (gł.)
Waga:	15 kg



CyDen Limited, Technium, Kings Road, Swansea SA1 8PJ United Kingdom.
Tel +44 1792 485755 Fax +44 1792 485524 www.cyden.co.uk

iPulse is a registered trademark and patented technology of CyDen Limited



Dystrybutor:

OPTIMED PRO-OFFICE • ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków • tel. 012 417 30 70