



## Euroampli Alien 966

### Idealne rozwiązanie w ortopedii i chirurgii

- Generator HF 15kW, 40kHz, do 150 mA
- Wzmacniacz obrazu 9", trzy pola 9/6/4,5
- Lampa – ogniska 0,3/ 0,6 mm, 300kHU
- Akwizycja - do 6 obrazów/sek.
- Kalkulacja dawki
- Cyfrowa rotacja obrazów, pamięć cyfrowa 250 obrazów.
- Matryca CCD 12 bit (1024 x 1024)
- Monitor BARCO 19" LCD 1280 x 1024 linii
- Izocentryczne ramię 3D , głębokość 66cm
- Opcjonalnie : DSA 6 fr/sek., laser, overscanning
- DICOM 3.0 z SCU i SCP wydrukiem(CD ROM worklist), wyszukiwanie kwestii, moduł Storage Commitment, MPPS (moduł zarządzania plikami)

UWAGA: Wszystkie wymienione konfiguracje aparatów występują równocześnie w wersji cyfrowej z płaskimi detektorami cyfrowymi (FPD) PaxScan : 20 x 20, 30 x 30 oraz 40 x 30 cm.

