

PLASTOR

Cement tymczasowy:

- od razu gotowy do użycia;
- tymczasowy materiał uszczelniający;
- szybko polimeryzuje w kontakcie ze śliną;
- absolutnie neutralny w kontakcie z preparatami medycznymi;
- łatwy w aplikacji i do usunięcia;
- nie przewodzi ciepła i zapobiega termicznym podrażnieniom mięzi;
- jako wypełnienie zapewnia doskonałą szczelność;
- łatwy w magazynowaniu, nie wysycha po otwarciu przez **około 5 lat** zachowując swoje właściwości;
- dostępny **w 3 kolorach**: białym, różowym, żółty (kości słoniowej);
- słoik o zawartości **50g**;



Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez stomatologów.

Producent:

Ghimas S.p.A. Via Fucini,
2 40033 Casalecchio di Reno (BO) ITALY

Dystrybutor:

 **optimed** PRO-OFFICE
31-444 KRAKOW, ul. Sliczna 36
tel.: +48/12/ 417 30 70
e-mail: optimed@optimedpro-office.eu
www.optimedpro-office.eu