

EVIDENCE

Zdalnie sterowany, kompaktowy system typu „telekomando”

Funkcje – radiografia i radioscopia

▶ **Stół – opcje:**

- Wysokość stała 88 cm lub zmienna 76-106 cm . Wymiary blatu 240 x 81 cm
- Blat płaski tradycyjny lub z włókna węglowego
- Incydencja +/- 40°
- Tomografia
- Akcesoria (uchwyty, pas mocujący, podnózek dla pacjenta)
- Kolory do wyboru – 3
- Kompresja (łyżka lub pianka)

▶ **Generator wysokiej częstotliwości – opcje:**

- 80-150 KHz, 50-65 kW, 630-650 mA,
- trzy fazy: 380/480V, 150 kV
- Anatomiczne programowanie, ręczny wyłącznik
- Błyskawiczny starter,
- Tablica tomograficznego interfejsu
- AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (interfejs + komora jonizacyjna)
- Wolnostojąca konsola kontrolna

▶ **Lampa rentgenowska:**

- 2 ogniska 0,6/1,2mm - 40 /102 kW, 150kV,
- Anoda 9000 obr/min, kąt 12°, poj. cieplna 400 KHU

▶ **Moduł radioskopowy:**

- Obwód TV 625 linii – 100 Hz , a w tym:
- 1 elektroniczny wzmacniacz obrazu THALES , trójpolowy (9/6/4")
- 1 kamera CCD z zatrzymaniem ostatniego obrazu
- 1 monitor B&W LCD 18" -100Hz





TECHPOLMEDICAL

www.techpol.lublin.pl, email: handel@techpol.lublin.pl

