

RAD Room

Zestaw Rentgenowski z zawieszeniem sufitowym - Xtreme

► Opcje:

- Konfiguracja standardowa,
- Konfiguracja z funkcją auto-tracking,
- Konfiguracja z funkcją auto-positioning,

► Stół:

- zmienna wysokość ustawiana elektrycznie 58-92 cm,
- ruch wzdłużny : +60/ - 50 cm,
- ruch wszerz: +/- 11,6 cm,
- blat „plywający” 2200 x 800 mm,
- moduł Bucky z manualną kasetą, siatka R=10/1, F=1m,

► Ścianka Bucky – opcje:

- kasetka manualna, siatka R=10/1, F = 1,5m,
- kasetka manualna lub z napędem elektrycznym z możliwością ruchu pionowego i wychyleniem +90/-20°,
- dodatkowe kasety,

► Zawieszenie sufitowe – opcje:

- kolimator manualny,
- kolimator automatyczny z laserowym centrowaniem,
- ruch pionowy, elektrycznie sterowany 160 cm,
- ruch pionowy, elektrycznie sterowany 160 cm zsynchronizowany ze ścianką Bucky i wysokością stołu, rotacja kolimatora, interfejs z monitorem LCD zawierającym informacje nt. parametrów zawieszenia (config. auto-tracking),
- ruch pionowy, poprzeczny i wzdłużny, sterowany elektrycznie, zsynchronizowany ze ścianką Bucky i wysokością stołu, auto-pozycjonowanie. Interfejs z monitorem LCD zawierającym informacje nt. parametrów zawieszenia, generatora i auto-pozycjonowania. (config. auto-positioning)

► Generator wysokiej częstotliwości:

- 80-150 kHz, 50kW, 150kV, 630mA,
- anatomiczne programowanie, ręczny wyłącznik, zasilanie trójfazowe: 380/480V – 150kV,
- samostojąca konsola kontrolna, błyskawiczny start,

► Lampa Rtg:

- 2 ogniska 0,6/1,2 mm – 27/75kW, 150 kV
- anoda 9000 obr./min, kąt 12°,
- pojemność cieplna 300 kWh,
- para kabli wysokiego napięcia 24m





TECHPOLMEDICAL

www.techpol.lublin.pl, email: handel@techpol.lublin.pl

