



Via Berlino n. 6 Località Zingonia - 24040  
**VERDELLINO (BG) ITALIA**  
 Tel. +39 – 035883122  
 Fax n. +39 - 035885389  
[www.metalarredinox.com](http://www.metalarredinox.com)  
[metal@metalarredinox.com](mailto:metal@metalarredinox.com)


### LP/IN60PA-SDTA

Automatyczny myjko-dezynfektor do pojemników na ludzkie wydzieliny.  
 Uchylne drzwi poruszane mocą silnika.  
 Czujnik bezdotykowy do otwierania/zamykania drzwi oraz wyboru/uruchamiania cyklu mycia.  
 System mycia obrotowy i oparty na stabilnych dyszach.  
 Podpory pojemników z systemem natychmiastowej wymiany.  
 Działanie w pozycji wolnostojącej lub ściennej.

#### Opcje:

- szeroki wybór podpór specjalnych
- pompa dozująca środek myjący/płuczący
- pompa dozująca środek do ostatecznego płukania
- czujnik blokady odpływu
- kondensacyjny system suszenia



	<b>Dane techniczne</b>	
	Waga	80 kg
	Zimna woda	3/4" 5 – 25°C 2 – 9 bar > 20 l/min
	Ciepła woda	3/4" 45 – 60°C 2 – 9 bar > 20 l/min
	Odpływ	DN 100
	Zasilanie prądem	400V 3N~ 50Hz 4,5 kVA 230V ~ 50Hz 3 kVA
	Poziom hałasu dB (A)	< 55 dB
	Klasyfikacja wg dyrektywy 93/42 CE	IIa
	Zastosowane dyrektywy europejskie	93/42 CE zgodnie z 2007/47 EC; 2006/42 EC; 2006/95 EC; 2004/108 EC
	Zastosowane standardy	EN 61010-2-045 ISO 15883-1/3.