

ELEKTRYCZNY SSAK MEDYCZNY SU 1 PRZENOŚNY

Szybkość zasysania powietrza	19 l/min
Zakres regulacji podciśnienia	do 0,8 bar (-0,08 MPa)
Pojemność słoï ssących	2 x 0,8 l
Masa wyrobu	4,2 kg
Wymiary	260 x 360 x 350 mm
Zasilanie	230V / 50Hz
Klasa izolacji	I
Część aplikacyjna	typ BF

Ssak oferowany jest w wersji ze zdalnym sterowaniem i bez. Ssakiem ze zdalnym sterowaniem można sterować z pulpitu i wyłącznika nożnego na przewodzie. Wysoki standard higieny wyrobu zapewnia wyposażenie przystosowane do sterylizacji w autoklawie. Ze względu na swoje parametry techniczne zalecany przede wszystkim do użytku domowego oraz w praktyce lekarskiej do podstawowych zabiegów chirurgicznych zarówno w gabinecie lekarskim jak i w domu pacjenta.



SU 1/z przenośny



SU 1/m przenośny

Na życzenie ssak może być dostosowany do systemów jednorazowych.