




Dostęp do danych i natychmiastowe badanie za pomocą jednego przycisku



Prezentujemy szybki i prosty w obsłudze, przenośny elektrokardiograf Welch Allyn CP 50™


Za pomocą jednego przycisku elektrokardiograf Welch Allyn CP 50 wykona badanie EKG, które dalej można przeanalizować, zapisać i udokumentować dla właściwej diagnozy pacjentów. Dzięki funkcji Instant-On zapewniającej natychmiastową gotowość do pracy, obsłudze za pomocą jednego przycisku i komunikatom wyświetlanym na ekranie, wskazującym kolejność procedur, elektrokardiograf CP 50 umożliwia specjalistom o różnych poziomach umiejętności i doświadczenia uzyskanie szybkich i wiarygodnych wyników. Lekki, ważący niewiele ponad 2 kg elektrokardiograf CP 50 można łatwo transportować między gabinetami, z jednego piętra na drugie, czy z jednego ośrodka do drugiego. CP 50 jest wyposażony w funkcje komunikacji, umożliwiające współpracę z innymi systemami i skracające czas dokumentowania wyników. Dzięki tym zaletom elektrokardiograf CP 50 spełnia różnorodne oczekiwania użytkowników w szpitalnych ośrodkach zdrowia.



SZYBKI

Kolorowy ekran dotykowy

Umożliwia obsługę za pomocą jednego przycisku oraz wykonanie badania w ciągu kilku sekund.



NIEZAWODNY

Instrukcje wyświetlane na ekranie

Oszczędzają cenny czas i zapewniają prawidłowe badanie dzięki sygnalizowaniu słabego kontaktu i odłączenia elektrod.



ELASTYCZNY

Programowalne formaty raportów

Wydruk raportów w wybranym formacie za pomocą drukarki termicznej o wysokiej rozdzielczości.


Wysyłanie danych pacjenta i wyniki badań z elektrokardiografu Welch Allyn CP 50 w dowolne miejsce.



Lekki i przenośny

Z łatwością można przenosić elektrokardiograf CP 50 między gabinetami, piętrami, a nawet z ośrodka do ośrodka.

- Waży niewiele ponad 2 kg
- Dostępny opcjonalny stojak na kółkach i/lub walizka ochronna
- Trwały, litowo-jonowy, szybko ładujący się akumulator o długiej żywotności



Stacja robocza Welch Allyn CardioPerfect™

Zapis danych w kardiopulmonologicznej stacji roboczej Welch Allyn CardioPerfect™

- Zarządzanie wynikami badań przeprowadzonych wszystkimi urządzeniami diagnostycznymi współpracującymi ze stacją roboczą
- Poprawa wydajności dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów i współpracy ze Szpitalnymi Systemami Informacyjnymi (HIS) poprzez interfejs HL7
- Zapis, przeglądanie, edycja, porównanie wyników oraz dostęp do danych z dowolnego komputera w sieci.
- Błyskawiczne wyszukiwanie wyników do podglądu i edycji bezpośrednio na ekranie.



Elastyczne opcje połączeń



Szpitalny system informacyjny (HIS)



E-mail



Strona internetowa



Telemedycyna

Lepsze możliwości diagnostyczne dzięki wykorzystaniu telemedycyny

Dzięki elektrokardiografowi CP 50 Państwa szpital może zdalnie udzielać pomocy pacjentom, oraz udostępniać wyniki na odległość do analizy przez specjalistów. Stacja robocza CardioPerfect umożliwia odbiór wyników przesyłanych z różnych lokalizacji, załączenie specjalistycznej analizy oraz scentralizowane zarządzanie danymi pacjentów.



Elastyczne opcje konfiguracyjne najlepiej odpowiadające indywidualnym potrzebom.



Elektrokardiograf CP 50™

- Niezawodny ekran dotykowy
- Opcjonalna interpretacja MEANS
- Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości

Elektrokardiograf CP 50™ Plus z opcją komunikacji

- Posiada wszystkie opcje elektrokardiografu CP 50 oraz:
- Opcje łączności z elektroniczną dokumentacją medyczną (EMR)
 - Możliwość drukowania z zewnętrznej drukarki
 - Programowalne pola danych pacjenta
 - Funkcje kontroli administracyjnej

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

Dodatkowe możliwości: Elektrody wielokrotnego / jednorazowego użytku AHA, IEC

Polska wersja językowa menu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych opcji skontaktuj się z dystrybutorem Welch Allyn

Zamówienia oraz dodatkowe informacje o produkcie:



Margot Medical Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 18 lok.154-155, 02-796 Warszawa
tel. (022) 446 78 80, fax: (022) 211 19 36
e-mail: biuro@margotmedical.pl