

Większa wydajność badań EKG dzięki CP100 - niezawodnemu elektrokardiografowi Welch Allyn



Elektrokardiograf Welch Allyn CP 100™

- > Spoczynkowe, precyzyjne badanie 12-odprowadzeniowego EKG,
- > Opcjonalne oprogramowanie interpretacyjne MEANS,
- > Pełna klawiatura alfanumeryczna i ekran LCD dla szybkiego wprowadzenia danych pacjenta,
- > Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości drukująca standardowe, pełnowymiarowe raporty w żądanym formacie,
- > Funkcja pomocy umożliwiająca dostęp do narzędzi szkoleniowych dla pacjenta oraz do odpowiedzi na pytania dotyczące działania systemu,
- > Wykorzystanie standardowych kart SD to możliwość zapisu praktycznie nieograniczonej liczby badań EKG, przenoszenia ich do oprogramowania Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation dla dalszej analizy, a także przesyłania danych do szpitalnego systemu informatycznego (Electronic Medical Records, EMR)



Diagram jakości podłączenia elektrod

Diagram niewłaściwych połączeń elektrod pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas przygotowań do badania, gwarantując dokładne wyniki.



Możliwość dostosowywania formatów raportów

Wydruk raportów w formatach i rozmiarach najlepiej odpowiadających użytkownikowi



Klawiatura alfanumeryczna i ekran

Prosta w obsłudze, pełnowymiarowa klawiatura i ekran LCD umożliwiają sprawne wprowadzanie danych pacjenta

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Opcje i akcesoria dla elektrokardiografu CP 100



Zapisywanie danych na kartach SD

- > Praktycznie nieograniczona liczba zapisów badań EKG
- > Proste odczytywanie, przeglądanie i zapisywanie danych po przesyłaniu ich do oprogramowania Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation



Cyfrowy kabel pacjenta EKG

- > Przewody odprowadzeń odpowiadają ich anatomicznym pozycjom, przyspieszając podłączenie pacjenta i zmniejszając ryzyko zaplątania
- > Możliwość wymiany pojedynczych przewodów odprowadzeń to dodatkowa oszczędność



Ramię na kabel i opcjonalna półka

Model z opcjonalnym wózkiem biurowym na kółkach

Opcjonalny wózek EKG

- > Półka bezpośrednio pod urządzeniem na papier lub instrukcje
- > Atrakcyjny, ergonomiczny wygląd
- > Dostępne są również kółka szpitalne



Model z opcjonalnymi kółkami szpitalnymi



Welch Allyn CP 100™
Przesyłanie informacji za pośrednictwem karty SD



Oprogramowanie
Welch Allyn CardioPerfect™
Workstation



Przesyłanie wyników badania i informacji o pacjencie do poszczególnych rekordów pacjenta w elektronicznej kartotece medycznej (EMR) w celu trwałego zachowania danych

Proste w obsłudze, intuicyjne oprogramowanie z możliwością współpracy z elektronicznymi kartotekami medycznymi

Elektrokardiograf Welch Allyn CP 100™ umożliwia przesłanie danych do oprogramowania Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation, oraz stwarza możliwość współpracy z wieloma popularnymi elektronicznymi kartotekami pacjenta. Oprogramowanie umożliwia zapis, odczyt, przegląd, porównywanie i edycję danych diagnostycznych badania z każdego komputera pracującego w sieci.

Informacje dotyczące zamawiania

CP 100	CP1-4PL2	CP 100 z kablem pacjenta IEC, język angielski, przewód zasilający zgodny ze standardem europejskim
CP 100i	CP1A-4PL2	CP 100 z kablem pacjenta IEC, język angielski, przewód zasilania zgodny ze standardem europejskim, interpretacja

Akcesoria EKG

45008-0000	Elektrody do badań spoczynkowych (opakowanie 1000 szt.)
58581-0000	Złącza elektrod spoczynkowych (zestaw 10 szt.)
94018-0000	Papier, 200 arkuszy w ryzie, 5 ryz w paczce
401393	Wózek biurowy
401394	Wózek szpitalny
401161	Ramię na kabel i opcjonalna półka
400294	Kabel pacjenta EKG, IEC
401122	Zestaw przewodów odprowadzeń (10 szt.), IEC, banan
401124	Zestaw przewodów odprowadzeń (10 szt.), IEC, kłamra
100660	Bateria zapasowa EKG
701586	Pokrowiec
100623	Opcjonalny program interpretacji wyników
71300-0000	Plakat - pomiar EKG – do mocowania na ścianie

Ul. Wilanowska 46,
60-687 Poznań, Polska
tel +48/61/8281432 fax tel +48/61/8281432 e-mail: malinowski@welchallyn.com
www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™