

TEPLON ULCHT-02

Przenośny aparat do lokalnej 6-miejscowej termoterapii



W ostatnie dekadzie lekarze powracają do stosowania zabiegów termicznych. Jednak zastosowania często ograniczone są przez fakt, że zabiegi grzania przy stosowaniu naturalnych nośników ciepła, takich jak parafina, borowina, wosk ziemny i sól, są pracochłonne, a temperatura jest nieustalona i niestabilna.

Przenośny aparat TEPLON do lokalnej 6-miejscowej termoterapii jest przeznaczony szczególnie do grzania ciepłem. Jest łatwy w obsłudze i jest efektywnym środkiem termoterapeutycznym mającym korzystne działanie na szeroki wachlarz schorzeń przy stosowaniu różnych temperatur i różnych czasów zabiegu.

Stosowanie aparatu TEPLON poprawia cyrkulację krwi, a ponadto stymuluje procesy metaboliczne w zaatakowanych organach, pomaga skrócić okres rehabilitacji, daje efekt przeciwbólowy, powoduje wchłanianie ognisk zapalnych, przyspiesza procesy pochodzenia troficznego i hamuje rozwój czynników patogennych.

Zalety:

- wysoki efekt profilaktyczny i terapeutyczny,
- szeroki zakres wskazań,
- nie powoduje podrażnień skóry,
- wspomaga działanie uprzednio stosowanych maści,
- umożliwia, a w niektórych przypadkach całkowicie eliminuje stosowanie farmakoterapii,
- lokalny terapeutyczny efekt dozowanego suchego ciepła,
- łatwy w stosowaniu,
- może być stosowany w warunkach domowych.

Dane techniczne:

| | |
|---|---------------------------|
| Ilość elementów grzejnych | 6 |
| Temperatura elementów grzejnych, regulowana | 40 – 55 °C |
| Zasilanie | 220 ± 10% ACV, 50 (60) Hz |
| Waga | 0,70 kg |
| Klasa bezpieczeństwa | II, typu BF |
| Moc pobierana | 50 VA |