

## **ALMAG-02**

### **Urządzenie do magnetoterapii**



#### **Zastosowania:**

Urządzenie przeznaczone jest do lokalnej magnetoterapii przez emitowane pulsacyjne pole magnetyczne do stosowania w gabinetach fizjoterapeutycznych, praktykach lekarskich, punktach pierwszej pomocy, a także w warunkach domowych przez pacjentów według wskazań lekarskich.

#### **Leczenie jest efektywne w leczeniu i rehabilitacji:**

- schorzeń neurologicznych,
- schorzeń układu lokomocyjnego,
- schorzeń układu naczyń krwionośnych,
- powikłań cukrzycowych trzustki,
- schorzeń kardiologicznych,
- urazy i interwencji chirurgiczne,
- schorzenia gastroenterologiczne,
- choroby układu oddechowego.

#### **Zalety ALMAG-02:**

- programowane parametry ekspozycji,
- łatwość obsługi,
- ekspozycja lokalna i strefowa dzięki emisji w różnych kombinacjach,
- głęboka penetracja pola magnetycznego umożliwia efektywne leczenie głęboko położonych organów,
- wysoka jakość,
- urządzenie jest przenośne.

Efekt leczniczy emitowanego pulsacyjnego pola magnetycznego urządzenia ALMAG-02 jest powodowany działaniem analgetycznym (znoszącym ból), przeciw-obrzękowym, przeciw-zapalnym i stymulującym procesy metaboliczne.

#### **Dane techniczne:**

Zasilanie:  $(220 \pm 22)$  V, 50 Hz

Indukcja magnetyczna: 2 – 25 mT

Ustalony kierunek pola magnetycznego

Częstotliwość impulsów: 1 – 100 Hz

Czas zabiegu ustalany w zakresie 1 – 30 minut

79 programów dostosowanych do leczenia różnych schorzeń