

A Valuable Assistance to Doctors and Nurses



www.votem.kr

VC-2000 Central Monitoring System


The choice of yours!

- Jednoczesne monitorowanie do 14 pacjentów
- 7 dni (168 godzin) trendów i komunikatów w formie graficznej i numerycznej
- Wyświetlanie wielu krzywych EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) SpO₂, oddychanie, 4IBP, EtCO₂
- Monitorowanie wielu parametrów HR, ST (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6), PR, NIBP, PVC, SpO₂, 4TEMP, EtCO₂
- Sieć LAN, także bezprzewodowa (AP: tryb WDS)



VO+EM
Network Patient Monitor System

System centralnego monitorowania VC-2000 został zaprojektowany aby zapewnić przyjazne środowisko pracy oraz elastyczne i efektywne narzędzie centralnego monitorowania, które spełni potrzeby szpitali.



- Kompletnie rozwiązanie dla sieci LAN, także bezprzewodowych
- Uprozczone menu i przyjazny interfejs
- Dwukierunkowa komunikacja z monitorami VOTEM
- Duża pamięć do przechowywania krzywych oraz wartości numerycznych

◆ Rodzaje ekranów



◆ Pamięć



◆ Specyfikacja PC

System operacyjny: Windows XP
 Procesor: 1.8 GHz
 RAM: 1 GB
 HDD: 80 GB
 Karta LAN: 100/10 Mbps
 LCD: 19" Standardowy monitor
 Rozdzielczość: 1280 x 1024

◆ Schemat przewodu do sieci LAN



Program VC 2000	
Instrukcja	
USB	
HUB, 16 portów	
Przewód AC	
Przewód LAN	

Corporate Headquarters
VOTEM CO., LTD

2F, 856-5, Taegye-Dong, Chuncheon-si,
Gangwon-Do, Korea 200-944
Tel +82-33-910-0701
Fax +82-33-911-0701
E-Mail votem@votem.kr
Homepage www.votem.kr

국내영업총판
보템코리아

경기도 성남시 분당구 정자동 27
정자 아이파크 1111호
Tel 031-719-7595~6
Fax 031-719-0110
E-Mail leader@votemkorea.co.kr

Dystrybutor



VO+EM
Network Patient Monitor System

