

A Quick, Easy-to-use device to bring you the performance that eliminates difficulties in motion artifacts and low perfusion pulse oximeter. VO-100 is the most economical, high performance and easy to use handheld pulse oximeter



- SpO₂
 - HR
 - APG
 - Trend View
- Trend Viewer S/W Package

www.votem.kr

VO-100 Handheld Pulse Oximeter

- Pomiar SpO₂ oraz częstości akcji serca w czasie rzeczywistym
- Wyświetlanie pletyzogramu
- Zapis 72 godzin danych trendu pacjenta
- Łatwa aktualizacja oprogramowania oraz zapis danych trendu (SpO₂ oraz puls) przy pomocy karty SD
- Analiza APG
- Symboliczne ikony dla ułatwienia obsługi
- Duża pojemność baterii: 12 h (litowo-jonowe)
- Przegląd i wydruk trendów w komputerze PC przy pomocy oprogramowania Trend Viewer (opcjonalnie)



VO+EM
Network Patient Monitor System

”VQ-100 to nieunikniony wybór spośród uniwersalnych, ręcznych pulsoksymetrów.”
VQ-100 to małe i proste urządzenie zaprojektowane aby zwiększyć bezpieczeństwo i jakość leczenia pacjentów. VQ-100 jest bardzo wygodny i łatwy w obsłudze, możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie danych.

VO-100

Wyświetlanie

- Mono LCD 128x64
- wyświetlanie krzywej pulsu i SpO₂
- wyświetlanie trendu: tabelarycznie i graficznie

Parametry

- SpO₂
- analiza APG (przyspieszony fotopletyzograf)

Trendy

- 72 h

Interfejs

- Port karty SD (Maks. 2 GB)

SpO₂

- Zakres 0~100%
- Dokładność 100-70% +/- 2 %
69-50% +/- 3 %
0-49% nieokreślona
- Zakres pulsu 0-300 bpm
0-240 bpm +/- 2bpm
241-300 bpm +/-3bpm
do 0,1 %
- Niska perfuzja Krzywa: do 2 sekund
% SpO₂: do 10 sekund

Zasilanie

- AC 9 V, 1.5 A
- AKUMULATOR litowo-jonowy
praca: 12 h
ładowanie: 6 h

Język

ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, PORTUGALSKI

Wymiary

181mm x 87,2 mm x 33,6 mm
Waga: 375 g (razem z baterią)

◆ 4 rodzaje wirtualnych ekranów



◆ Oprogramowanie do przeglądu trendów



◆ Ekran ustawień ikon



◆ Akcesoria standardowe



Czujnik SpO₂ na palec

Adapter

Mocowanie

◆ Akcesoria opcjonalne



Dla noworodków

Duży rozmiar

Czujnik uszny

Jednorazowy

Przedłużenie

Corporate Headquarters
VOTEM CO., LTD

2F, 856-5, Taegy-Dong, Chuncheon-si,
Gangwon-Do, Korea 200-944
Tel +82-33-910-0701
Fax +82-33-911-0701
E-Mail votem@votem.kr
Homepage www.votem.kr

국내영업총판
보템코리아

경기도 성남시 분당구 정자동 27
칭차 아이파크 1111호
Tel 031-719-7585~6
Fax 031-719-0110
E-Mail leader@votemkorea.co.kr

Dystrybutor

VO+EM
Network Patient Monitor System

