

AED G3 PRO

OXFORD

DEFIBRYLATOR AED



Technologia Rescue Ready®



Samoprzylepne elektrody



Torba (opcja)



**Profesjonalny półautomatyczny defibrylator AED
z graficznym wyświetlaczem**

GWARANCJA JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI!

7 lat gwarancji na aparat

4 lata gwarancji na baterię



Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, bezpłatna infolinia: 800 43 90 10
www.oxford.com.pl, email: info@oxford.com.pl

AED G3 PRO

Defibrylator AED G3 Pro to profesjonalny półautomatyczny defibrylator dwufazowy. Szerokie możliwości programowania, prezentacja zapisu EKG na wbudowanym kolorowym ekranie, zastosowanie niespolaryzowanych elektrod jednorazowych oraz możliwość pracy w trybie MANUAL umożliwiają przeprowadzenie skutecznej resuscytacji. Najbardziej zaawansowana technologia zapewnia lekarzom i ratownikom możliwość prawidłowej diagnozy i leczenia w sytuacjach nagłego zatrzymania akcji serca oraz ciągłego monitorowania EKG zgodnego z aktualnym protokołem AHA/ERC.

Cechy aparatu:

- **Rescue Ready** – opatentowana technologia gwarantująca sprawność i gotowość do pracy aparatu dzięki wykonywaniu automatycznego testu baterii, elektrod oraz podzespołów elektronicznych w odstępach: dziennym, tygodniowym i miesięcznym
- bateria litowa IntelliSense® (4 lata gwarancji)
- jednorazowe, samoprzylepne, niespolaryzowane elektrody z przewodami o długości 1,3m (2 lata gwarancji)
- półautomatyczny lub manualny tryb pracy
- wbudowany wyświetlacz LCD TFT 3,5"
- wyświetlanie na ekranie: krzywej EKG, instrukcji tekstowych, wskaźnika stanu baterii, wskaźnika elektrod
- cykl wyładowań zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC
- komendy głosowe dla operatora prowadzące przez proces resuscytacji
- przycisk defibrylacji i klawisz funkcji Manual
- detekcja stymulatora
- elektromagnetyczny wskaźnik gotowości do pracy
- alarmy głosowe i dźwiękowe
- wbudowana funkcja automatycznej synchronizacji wyładowania
- pamięć wewnętrzna pozwalająca zapisać 60 minut sygnału EKG wraz ze zdarzeniami
- możliwość odtworzenia akcji ratowniczej za pomocą programu RescueLink® na PC
- możliwość programowania aparatu za pomocy programu MDLink®

Opcje (za dodatkową opłatą):

- elektrody pediatryczne (redukcja energii defibrylacji do 50J)
- akumulator z zewnętrzną ładowarką (1 rok gwarancji)
- torba, plecak lub wodoszczelna walizka ochronna
- zestaw pierwszej pomocy ReadyKit
- metalowa szafka naścienna (podtynkowa, półpodtynkowa, natynkowa) z alarmem i możliwością podłączenia do centralnej instalacji alarmowej lub bez
- interface do połączenia defibrylatora z komputerem

Dane techniczne:

- wymiary aparatu: 80mm×310mm×270mm, waga: 3,1kg
- wyświetlacz LCD TFT 3,5" (320x240)
- port podczerwieni do komunikacji z PC
- tryb pracy: półautomatyczny i manualny
- typ: dwufazowy
- zakres energii wyładowania: 95J-351J (nominalne ustawienia: 200VE-300VE-300VE)
- 5 protokołów energii
- protokół energii wyładowania dla elektrod pediatrycznych 50VE-50VE-50VE (przy wybraniu protokołu 200VE-200VE-200VE)



ISO 9001

Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, bezpłatna infolinia: 800 43 90 10
www.oxford.com.pl, email: info@oxford.com.pl



OXFORD

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.