

**Aktualności**  
**31 marzec 2011**

## **NEW DESIGN**

---

### **SYSTEM 2000**

Firma MEDEN-INMED jest czołowym producentem i dystrybutorem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasi konstruktorzy zaprojektowali:

- **dwustronny panel sufitowy typu V i H w układzie kolumnowym**
- **zestaw półek przejezdnych**



Nowe rozwiązania projektowe opracowane zostały z uwzględnieniem Państwa uwag i sugestii. Główną ideą było ułatwienie poruszania się i pracy przy łóżku pacjenta. Panele sufitowe w układzie kolumnowym umożliwiają dostęp do łóżka pacjenta z każdej strony.

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo więcej informacji o tych nowościach.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony [www.meden.com.pl](http://www.meden.com.pl), aby zapoznać się z pełną ofertą oraz uzyskać więcej informacji na temat **SYSTEMU 2000**.

Jeśli będziecie mieli Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt - chętnie pomożemy.

**Aktualności**  
**31 marzec 2011**

## **NEW DESIGN**

### **Dwustronny panel sufitowy poziomy typu H w układzie kolumnowym**

Panel sufitowy w układzie kolumnowym zapewnia szybki dostęp do przyłączy elektryczno-gazowych oraz aparatury medycznej ustawionej na zintegrowanych półkach. Całość tworzy zwartą bryłę i umożliwia sprawne zorganizowanie stanowiska pracy.

Słupy można wyposażyć w szyny sprzętowe służące do mocowania akcesoriów oraz inny osprzęt (wieszak kroplówki, parawan).

Cały zestaw można ustawić pod kątem do łóżka (na etapie montażu).



Przykładowy zestaw widoczny na wizualizacji wyposażony jest w:

- 9 gniazd 230V, w tym 2 gniazda typu DATA,
- 1 gniazdo RJ45,
- 4 punkty ekwipotencjalne,
- 2 punkty poboru tlenu,
- 2 punkty poboru próżni,
- 2 punkty poboru sprężonego powietrza,
- wieszak pomp infuzyjnych,
- uchwyt na cewniki,
- teleskopowy wieszak kroplówki,
- 2 półki na aparaturę medyczną z szufladą.