

Aspirator A-70



Aspirator ten dzięki swej wytrzymałości, niezawodności i łatwości obsługi świetnie nadaje się do wielu zabiegów medycznych, a w szczególności do zabiegów chirurgicznych. Szczególna dbałość producenta o zapewnienie produktu o najwyższej klasie sprawia, iż ssak ten będzie u Państwa świetnie się sprawował przez najbliższe 50 lat. Ssak posiada znaczną moc ssącą (50 l/min), którą zapewnia mu silnik o dużej mocy (500 VA) w formie monobloku zanurzony w oleju w celu prawie kompletnego wyciszenia. Przetawiona na zdjęciu wersja ssaka jest wyposażona w butlę o pojemności 5 l oraz zestaw 6 filtrów hydrofobo-przeciwbakteryjnych (FB-192) a także pedał sterujący.

Parametry:

obudowa	metal
pompa	monoblok zanurzony w oleju 1/4Hp
wydajność	50 l/min - 3 m ³ /h
regulacja siły ssącej	0-720 mmHg (96Kpa)
zasilanie	220V/50 Hz / 500VA
pedał włączający	w zestawie
wymiary (mm)	1110 x (średn)600
waga ssaka	36 kg
filtr hydrofobowo-przeciwbakteryjny	TAK
atest CE	TAK