

ASPIMED 1.5



ASPIMED 1.5 - nowoczesny przenośny ssak elektryczny, bardzo łatwy do transportu

Elektryczny ssak transportowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo. Idealny dla szpitali, oddziałów ratunkowych oraz do indywidualnego użytku. Przenośny. Obudowa metalowa, malowana proszkowo. Sprężarka dwutłokowa. Manometr i regulator podciśnienia na górnym panelu. Regulacja siły odsysania w zakresie 0-650mm/Hg. Zbiornik o pojemności 1000 ml z poliwęglanu (do sterylizacji w autoklawie) z zastawką bezpieczeństwa, zapobiegającą przelewaniu się płynów. Filtr antybakteryjny. Trzy wskaźniki świetlne wskazujące stan naładowania baterii. Torba transportowa w komplecie.

Parametry techniczne

Przepływ : max. 22 l / min.

Waga : 6,5 kg

Głośność : 55 dB

Wymiary : 390x100x240 mm

Napięcie : AC 230V / 50 Hz - DC 12V

Możliwość zasilania z 12V gniazda zapalniczki samochodowej

Praca ciągła