

SonoScape SSI-4000BW



- Doskonałej jakości w pełni cyfrowy ultrasonograf z Dopplerem Spektralnym PW HPRF o wysokiej rozdzielczości obrazu
- Obrazowanie harmoniczne THI
- Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu
- Automatyczne obliczenia w trybie Dopplera spektralnego
- Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
- Obrazowanie 3D
- Głowice elektroniczne szerokopasmowe o zakresie częstotliwości 2 - 15 MHz
- Współpracuje z sondami: konwexowymi, liniowymi, endowaginalnymi, endorektalnymi, mikrokonwexowymi i phased array
- Umożliwia wykonywanie szerokiego pakietu badań: brzusznych, ginekologiczno-położniczych, płytko położonych narządów, naczyniowych, urologicznych, pediatrycznych, mięśniowo-szkieletowych
- 15" monitor TFT o rozdzielczości obrazu 1024x768 pikseli, umieszczony na ruchomym ramieniu
- 3 gniazda do podłączenia głowic
- Podświetlana klawiatura
- Zaawansowane cyfrowe programy obróbki obrazu
- Wbudowana archiwizacja badań
- Nagrywarka CD-R/W