

# SonoScape SSI-4000



- Doskonałej jakości w pełni cyfrowy ultrasonograf z Kolorowym, Power Dopplerem i Dopplerem Spektralnym o wysokiej rozdzielczości obrazu
- Obrazowanie harmoniczne THI
- Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu
- Automatyczne obliczenia w trybie Dopplera spektralnego
- Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
- Obrazowanie 3D
- Głowice elektroniczne szerokopasmowe do 256 elementów o zakresie częstotliwości 2 - 15 MHz
- Współpracuje z sondami: konweksowymi, liniowymi, endowaginalnymi, endorektalnymi, mikrokonweksowymi i phased array
- Umożliwia wykonywanie szerokiego pakietu badań: naczyniowych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, płytko położonych narządów, urologicznych, pediatrycznych, mięśniowo-szkieletowych
- 15" kolorowy monitor TFT o rozdzielczości obrazu 1024x768 pikseli
- 3 gniazda do podłączenia głowic
- Podświetlana klawiatura
- Zaawansowane cyfrowe programy obróbki obrazu
- Wbudowana archiwizacja badań
- Nagrywarka CD-R/W