

Samsung Medison SonoAce R5



Praktyczny, wydajny i komfortowy

System zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną wygodę i prostotę obsługi zapewniając jednocześnie obraz o ponadprzeciętnej jakości. Bezkompromisowy produkt firmy Samsung Medison dla wszystkich tych, którzy oczekują od ultrasonografu szybkości reakcji, czułych trybów dopplerowskich i wysokiej jakości a także ceną sobie prostotę obsługi.

Najważniejsze cechy

- Wysoka jakość obrazu B
- Czułe tryby dopplerowskie
- Niezwykle prosta obsługa
- W pełni cyfrowa konstrukcja
- Ergonomia pracy

Tryby obrazowania:

- B-mode, M-mode, THI (obrazowanie harmoniczne), INV (harmoniczne z odwróconym impulsem)
- 3D z wolnej ręki
- obrazowanie trapezoidalne
- **Tryby dopplerowskie:** Color, Power, PW,

Funkcje specjalne i dodatkowe:

- QuickScan™
- Funkcje poprawiające jakość obrazowania:
- FSI™
- SRF™

Ergonomia:

- 15" monitor LCD na ruchomym ramieniu
- 5 portów USB
- Niewielkie gabaryty i łatwość przemieszczania
- Unoszony panel sterujący

Głowice:

- Szeroki zestaw głowic: convex, microconvex, endokawitarnych, liniowych