

TT-005

Fotel do dializ i krwiodawstwa typ TT-005 został skonstruowany z myślą o pacjentach spędzających wiele czasu w fotelu w trakcie wykonywania długotrwałych zabiegów i terapii. Dlatego fotel jest bardzo wygodny a mechanizmy regulacyjne umożliwiają zmianę pozycji siedzącej lub leżącej. Realizowane jest to poprzez siłowniki elektryczne regulujące wysokość siedzenia, kąty oparcia pleców i segmentu nóg sterowane przez pacjenta za pomocą pilota przewodowego.



Możliwe jest również sterowanie segmentem pleców i nóg za pomocą jednego przycisku (funkcja autokontur). Centralna blokada kół uruchamiana jest dźwignią nożną. Fotel jest bardzo stabilny i umożliwia wykonywanie na nim w sytuacjach krytycznych reanimacji.

Wymiary:	
Długość całkowita	2070 mm
Szerokość całkowita	950 mm
Szerokość siedziska	560 mm
Długość podłokietnika	585 mm
Szerokość podłokietnika	185 mm
Regulacja podnóżka	240 mm
Wysokość minimalna	620 mm
Wysokość maksymalna	750 mm
Zakresy regulacji segmentów:	
Regulacja nachylenia oparcia pleców	80° do -10°
Nachylenie siedziska	10°
Regulacja nachylenia segmentu nóg	10° do -75°
Pozycja Trendelenburga	10°
Waga:	
Waga całkowita	80 kg
Maksymalne bezpieczne obciążenie	180 kg