

NEW SPEEDYMED

Inhalator / nebulizator tłokowy NEW SPEEDYMED jest łatwym do transportu elektrycznym kompresorem tłokowym z atomizerem do terapii aerozolowej.

Pozwala na podawanie środków farmakologicznie aktywnych w celach leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych. Dzięki niemu możliwe jest bezpośrednie dostarczenie leku poprzez wdychane powietrze do zmienionych chorobowo regionów układu oddechowego.

Wysoko izolowana termicznie obudowa wykonana została zgodnie z Europejskimi Normami Bezpieczeństwa. Charakteryzuje się cichą pracą i wysoką wydajnością.

Przeznaczenie:

- * inhalator do terapii domowej
- * szczególnie polecany dla osób ze skłonnością do infekcji układu oddechowego
- * w stanach zapalnych dolnych i górnych dróg oddechowych, krtani (również antybiotyki)
- * w przewlekłych zapaleniach oskrzeli,
- * w przeziębieniach, katarach, itp. dla dorosłych i dzieci,
- * do inhalacji i nawodnień (mgiełki solankowe, inne sole, itp.)

Dane techniczne:

- Zasilanie sieciowe: 230V, 50Hz
- Pobór mocy: 184 VA
- Przepływ roboczy: 14 l/min
- Pojemność na lek nebulizatora : 6-8 ml
- Prędkość nebulizacji : 420 ml/ min
- Poziom hałas: <59 dBA
- Max. ciśnienie sprężarki: 2.5 bar
- Ciśnienie robocze: 0,9 bar
- Wymiary: 230x155x215 mm
- Ciągła praca.
- Waga: 250 g
- Temperatura pracy: od -10°C do 40°C
- Wilgotność: 10% - 95%
- Temperatura przechowywania: od - 20°C do 70°C
- Wilgotność przechowywania: 10% - 95%

Akcesoria w zestawie:

- Inhalator tłokowy
- Ustnik
- Regulator przepływu powietrza
- Maski pediatryczna i dla dorosłych
- Przewód powietrzny