





# Elite 6302

# rotacyjny stół operacyjny



## obracany blat

Elite 6300 z możliwością obrotu o 210° zapewnia niespotykaną elastyczność pracy personelu dla wszystkich ogólnych, jak i specjalistycznych zabiegów, zapewniając większy zasięg obrazowania i ułożenia pacjenta.

## nośność

Dzięki nośności 450 kg oraz możliwości pełnego obrazowania ciała i ulepszonemu dostępowi do ramienia C, Elite 6300 ułatwia organizację pracy, wydajność i bezpieczeństwo pacjenta w trakcie wykonywania ogólnych i specjalistycznych zabiegów, jednocześnie optymalizując czas potrzebny do przygotowania sali operacyjnej.

## demontowalny segment nożny

Zdejmowana część nożna optymalizuje elastyczność obrazowania, włącznie z 100-centymetrowym przedłużeniem wykonanym w całości z włókna węglowego.

## możliwości POZYCJONOWANIA

