



EZ 3502

wielofunkcyjny stół operacyjny



przesuw wzdużny

530 mm przesuw wzdużny zapewnia możliwość pełnego zobrazowania całego ciała (pełna przejerność stołu na całej długości)

wypiętrzenie elektrohydrauliczne

w pełni elektrohydraulicznie sterowane pilotem - 150 mm wypiętrzenie umożliwiające wykonanie wszelkich zabiegów operacyjnych z koniecznością uniesienia okolicy lędźwiowej lub piersiowej ciała pacjenta. Zapewnia również pełną przejerność w czasie stosowania tej funkcji

nośność

maksymalne obciążenie 315 kg. umożliwia wykonywanie zabiegów praktycznie wszystkim pacjentom bez względu na ich wagę ciała

możliwości POZYCJONOWANIA

