

# HERCULES ELITE

## 6702



### przezierność całego ciała

HERCULES 6701 to stół chirurgiczny wyznaczający nowe standardy wśród stołów operacyjnych - z nieporównywalnie wysokimi parametrami przezierności, elastyczności oraz możliwościami przechyłu



nowy  
**STANDARD**  
w przezierności  
całego ciała

### kompatybilność z ramieniem C

Imponujący zakres 210° rotacji zapewniający rzadką możliwość współpracy stołu operacyjnego z ramieniem C i eliminujący konflikt w pracy pomiędzy chirurgiem i anestezjologiem podczas zabiegów i operacji od strony głowy, a także zapewniający dużo miejsca na nogi w pozycji stojącej lub siedzącej.

### wymienne sekcje pleców i nóg

wymienna sekcja nóg i pleców m.in. optymalizuje dostęp dla procedur anestezjologicznych w przypadku niższych pacjentów.



## możliwości POZYCJONOWANIA



 Wysokość maksymalna 1041 mm	 Wysokość maksymalna 584 mm	 Funkcja Reflex 90°
 Podniesienie segmentu nóg 20°	 Opuszczenie segmentu nóg 100°	 Funkcja Flex 40°
 Uniesienie segmentu pleców o 90°	 Opuszczanie segmentu pleców 40°	 Pozycja -Trendelenburga 30°
 Pozycja Trendelenburga 30°	 Przechył boczny prawy / lewy 30°	 "Beach Chair"