

CA-MI Mobile

Inhalator przenośny mikrokompresorowy

- **przenośny**
- **lekki i wygodny**
- **3 rodzaje zasilania: sieciowe, z gniazdka samochodowego i opcjonalnie za pomocą akumulatorów**
- **nadaje się do większości stosowanych leków**
- **MMAD 3 mikrony**
- **5 lat gwarancji**

Przenośny inhalator CA-MI Mobile charakteryzuje się wysoką wydajnością w podawaniu większości popularnych leków aerozolowych. W urządzeniu zastosowano technologię wytłumienia wibracji, dzięki czemu pracuje ono cicho i dyskretnie. Inhalator przeznaczony jest zarówno dla pacjenta indywidualnego prowadzącego terapię w domu, jak i do użytku w szpitalach i klinikach. Inhalator może pracować bez przerwy nawet 30 minut.

Dodatkowym atutem inhalatora CA-MI Mobile są trzy możliwości zasilania:

- za pomocą zasilacza sieciowego
- przez ładowarkę samochodową
- akumulatory wielokrotnego ładowania (opcjonalnie).

CA-MI Mobile objęty jest 5 letnią gwarancją.

Skład zestawu:

- inhalator ca-mi mobile
- 2 maski
- przewód powietrzny
- nebulizator
- ustnik
- nosownik
- 2 filtry powietrza
- zasilacz sieciowy
- zasilacz do gniazdka samochodowego
- torba na inhalator

Dane techniczne:

- zasilanie sieciowe: 100-240 V (50/60 Hz)
- zasilanie samochodowe: 12 V
- zasilanie akumulatorami (opcjonalne): 8 x 1,2 V AA
- długość pracy na jednorazowym naładowaniu akumulatorów: ok. 40 do 90 min.
- czas ładowania: 3,5 - 7 h
- zużycie energii: 38,5 W
- maks. ciśnienie: 200kPa (2 bary)
- ciśnienie operacyjne: 80 kPa (0,8 bara)
- maks. przepływ: 12 l/min.
- przepływ operacyjny: 4 l/min.
- wydajność nebulizatora dla 4 ml leku: 0,35 ml/min.
- MMAD: 3 mikrony
- frakcja respirabilna: >75%
- tryb pracy: 30 min. pracy/30 min. odpoczynku
- hałas: ok. 50 dB
- waga: 0,56 kg (bez baterii)
- wymiary: 14 x 7 x 9 cm
- gwarancja: 5 lat