

# Inhalator PARI BOY SX do pracy ciągłej

## Wskazania

- do leczenia dolnych dróg oddechowych -astma, zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, przewlekłe choroby płuc, mukowiscydoza
- przeznaczony dla chorych od 4 roku życia, przystosowany do pracy ciągłej

## Opis produktu

- wysokiej jakości kompresor
- nebulizator PARI LC Sprint z niebieskim i z dodatkowym czerwonym wkładem do wydajnej inhalacji
- LC kontroler przepływu (przerywacz) do inhalacji przerywanej redukuje straty leku
- ustnik z zaworem zwrotnym
- przewód 1,2 m f/m
- maska dla dzieci miękka
- zapewnia krótki czas inhalacji i zminimalizowanie straty leku
- nebulizator do sterylizacji w autoklawie, dezynfekcji lub wyparzania we wrzątku w warunkach domowych

## Dane techniczne

zasilanie	230 V~ 50 Hz
waga	1,7 kg
wymiary	19,2 x 14,5 x 15cm
ciśnienie	1,5 bar
wydajność	590 mg/min (z czerwonym wkładem : 450 mg/min)
wielkość cząsteczek (MMD)	2,9 $\mu$ m ( z czerwonym wkładem: 2,2)
ilość cząsteczek mniejszych niż 5 $\mu$ m	75 % (z czerwonym wkładem: 89%)