

# Inhalator PARI BOY MOBILE S

## Wskazania

- przeznaczony do leczenia dolnych dróg oddechowych (astma, zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, przewlekłe choroby płuc, mukowiscydoza)
- dla dzieci od 4 roku życia oraz osób dorosłych

## Opis produktu

- kompresor przenośny zasilany bateryjnie - lekki i cichy, umożliwia inhalację zarówno w pracy jak i w podróży
- nebulizator PARI LC SPRINT z niebieskim wkładem do sterylizacji w autoklawie, dezynfekcji w zimnych płynach lub do wyparzenia we wrzątku
- ustnik z zaworem zwrotnym
- maska dla dzieci miękka
- przewód 1,2 m f/m
- etui
- bateria akumulacyjna/ zasilacz 220 V/ ładowarka samochodowa
- zapewnia krótki czas inhalacji i zminimalizowanie straty leku

## Dane techniczne

czas ładowania baterii litowej	2 h – wystarczy na 50 min. inhalacji tj. ok. 8 sesji inhalacyjnych przy podaniu 2,5 ml leku
zasilanie AC	zasilacz 100-240 V~ / 50/60 Hz / 0,5-0,25 A
waga	520 g z baterią
wymiary	4,5 x 8,9 x 14,8 cm
ciśnienie	1,0 bar
wydajność	440 mg/min
wielkość cząsteczek (MMD)	3,8µm
ilość cząsteczek mniejszych niż 5 µm	65%