

Inhalator MEDEL AEROFAMILY

Niezawodny inhalator pneumatyczny firmy MEDEL

Inhalator dla indywidualnego pacjenta do częstego stosowania

- * Niezawodny i trwały kompresor tłokowy
- * Pojemnik na akcesoria
- * Uchwyt na nebulizator
- * Uchwyt do wygodnego przenoszenia

Wyposażenie: nebulizator Medeljet Basic, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik, końcówka do nosa, łącznik "T", przewód powietrzny, zapasowe filtry.

Parametry techniczne

- * Wymiary: 125x175x295mm
- * Waga: 2,3 kg
- * Wydajność nebulizatora: 0,28 ml/min (0,9% NaCl)
- * Ciśnienie maksymalne: 2,5 bar
- * MMAD (przeciętna średnica cząstek): 1,84 μ (0,9% NaCl)
- * Poziom hałasu: 55 dB
- * Gwarancja: 2 lata