

Inhalator pneumatyczny

BestNeb 4655

ZESTAW ZAWIERA:

- sprężarkę,
- maskę dla dzieci i dla dorosłych,
- ustnik, nebulizator i kaniulę.

OPIS:

- zasilanie: 230V, 50Hz
- pobór mocy: poniżej 85W
- poziom hałasu: poniżej 50dB
- szerokość: 20,6cm
- wysokość: 11,1cm
- głębokość: 28,6cm
- waga: około 2,3kg
- maksymalne ciśnienie sprężarki: powyżej 32psi
- maksymalny przepływ sprężarki: powyżej 12l/min
- wielkość cząstek nebulizatora: 0,5-5mikronów (średni przepływ nebulizatora: 0,2ml/min, pojemność nebulizatora: 5ml)