

Aerosonic Combineb

Umożliwia wygodne prowadzenie procesu inhalacji. Wyposażony jest on w system A.D.R. umożliwiający pacjentowi określenie czasu wytwarzania aerozolu. Aerozol może być podawany przez ustnik lub maseczkę. Opcjonalnie dostępny jest moduł służący do podgrzewania aerozolu oraz bateria do ładowania.

Po prostu należy oddychać głęboko - Aerosonic Combineb zapewnia natychmiastową ulgę.

Zalety

- Efektywność terapii dzięki cząsteczkom aerozolu, które są w zakresie terapeutycznym 1µm - 5µm i deponują w drzewie oskrzelowym
- Niewielka pozostałość leku dzięki systemowi A.D.R.
- Może być stosowany w trybie pracy ciągłej
- Cicha praca oraz prosta obsługa
- Możliwość nebulizacji różnych leków
- Dodatkowa higiena dzięki zastosowaniu pojemników na lek
- Podgrzewanie aerozolu dla poprawienia komfortu inhalacji (opcja)
- Możliwość stosowania w dowolnych warunkach dzięki baterii, którą można ładować

Dane techniczne

Zasilanie:	230 V
Pobór mocy:	30 W
Częstotliwość:	2,5 MHz
Wydajność:	0,5 ml/min
Wielkość cząsteczek:	MMAD 3,8 µm
Objętość leku:	max 8 ml
Temperatura pracy:	5° - 40° C
Wilgotność:	30% - 95%