

# MEDEL Aeronex

Inhalator górnych dróg oddechowych w tym zatok przynosowych

- **jakość w dobrej cenie**
- **możliwość samodzielnego dobrania odpowiednich akcesoriów**
- **mocny kompresor**
- **idealny do oczyszczania górnych dróg oddechowych**
- **idealny do oczyszczania zatok przynosowych**

Najnowszy model firmy MEDEL - inhalator (kompresor) Aeronex, dostosowany do inhalacji górnych dróg oddechowych.

Idealne dla dzieci i dorosłych. Inhalator został wyposażony w nowy silnik oraz specjalne komory wyciszające, dzięki czemu jest bardzo cichy.

Połączenie Aeronex z nebulizatorem MEDEL Jet Rhino pozwala efektywnie oczyszczać zatoki.

## Skład zestawu:

- kompresor Aeronex
- [nebulizator Rhino do oczyszczania zatok](#)
- instrukcja obsługi

## Dane techniczne:

Model	MEDEL AERONEX
Zasilanie elektryczne	patrz: tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia
Ciśnienie pracy kompresora	80-140 kPa (0,8-1,4 bar)
Minimalny przepływ	4,0 l/min
Waga	1,5 kg
Rozmiary	188 mm x 136 mm
Poziom hałasu	55 dBA
Czas pracy	30min pracy / 30 min odpoczynku