

Nebulizator tłokowy 403 B

Inhalator tłokowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do pneumatycznego rozpylania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta. Stosowany w ośrodkach zdrowia oraz warunkach domowych. Cechuje się niewielkimi wymiarami, cichą, wydają pracą oraz brakiem konieczności lubrykacji.

Dane techniczne:

Zasilanie poprzez AC 220V 50H

Poziom hałasu ≤ 65 dB

Wydajność $\geq 0,1$ ml/min

Wielkość cząsteczek śr. $2,160\mu\text{m}$,

Przepływ ≥ 10 l/min

Max ciśnienie ujemne $\geq 0,15$ Mp

Waga netto 2,3kg,

Wymiary 240x160x105mm.