

BREZZA Flaem Nuova

Opis

Nawilżacz ultradźwiękowy BREZZA Flaem Nuova

- zimna para
- regulacja natężenia pary
- automatyczne wyłączenie, przy niskim poziomie wody
- niskie zużycie energii (38W)
- cicha praca < 35 dB (A)

Nawilżacz powietrza używa drgań wysokiej częstotliwości niesłyszalnych dla człowieka (ultradźwięków), za pomocą których rozbija wodę na drobne cząstki o średnicy ok. 1-5µm. Wbudowany system wentylatora umożliwia rozprowadzenie mgiełki wodnej do powietrza, zwiększając poziom wilgotności otoczenia.

Dane techniczne

- Napięcie: 220~240V
- Nebulizacja: 220ml/h
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Poziom hałas: <35dB (A)
- Moc: 38W
- Wymiary: 26 x 20 x 32 cm
- Pojemność zbiornika na wodę: 5L