

Planmeca ProOne



Pantomograficzny aparat RTG Planmeca ProOne jest bardzo prosty w obsłudze, w pełni cyfrowy, nowoczesny oraz dający wszechstronny rentgen. Lekka konstrukcja (całość waży zaledwie 69 kg), kompaktowe wymiary i łatwość w użyciu zostały połączone z rozległą zdolnością diagnostyczną i najwyższą jakością obrazu.

Urządzenie posiada możliwość wyboru na wyświetlaczu graficznym pełnej gamy ekspozycji rentgenowskich i parametrów, dzięki czemu każdy rodzaj obrazu rentgenowskiego uzyskujemy łatwo i szybko. W aparacie Planmeca ProOne zostały wykorzystane wszystkie najlepsze rozwiązania firmy Planmeca, m.in. możliwość super dokładnego pozycjonowania pacjenta twarzą w twarz.

Wszystkie wykonane zdjęcia dostępne są natychmiast na ekranie monitora, bez potrzeby używania klisz, chemikalii czy wywoływarki. W razie potrzeby można poddać je cyfrowej obróbce stosownie do potrzeb prowadzonej diagnostyki. Aparat w wersji podstawowej wykonuje następujące ekspozycje: zdjęcia zatok szczękowych, zdjęcia stawów skroniowo - żuchwowych w zwarcu i rozwarciu, zdjęcia pantomograficzne. Funkcje aparatu można wzbogacić o dodatkowe zaawansowane programy, np.: zdjęć poprzecznych kłów, przedtrzonowców, trzonowców, a także programy do zdjęć stawów skroniowo - żuchwowych czy też do zdjęć segmentowych. Ten niezwykle mały i prosty w użyciu aparat umożliwia korzystanie z zaawansowanej rentgenodiagnostyki cyfrowej każdemu stomatologowi.