

## ZABIEGOWE LAMPY HALOGENOWE

## Lampy zabiegowe Derungs

## Saturn 60 C / W / F

- natężenie: 55 klx,
- średnica pola operacyjnego: 16 cm
- temperatura barwowa: 4100 K
- dostępna w wersjach:

„C” - sufitowa  
 „W” - naścienna  
 „F” - mobilna

*Cena w EURO*  
 od 3 400 €  
 od 3 300 €  
 od 3 500 €



## Isis 50 C / W / F

- natężenie: 42 klx,
- średnica pola operacyjnego: 15 cm
- temperatura barwowa: 4300 K
- dostępna w wersjach:

„C” - sufitowa  
 „W” - naścienna  
 „F” - mobilna

*Cena w EURO*  
 od 1 750,00 €

