

**Reichert**

Produkcja Reichert (USA)  
www.reichertoi.com


## Tonometr Reichert 7

Tonometr bezdotykowy siódmej generacji



## Łatwość obsługi

- Łatwy w obsłudze ekran dotykowy
- Brak joysticka, podbródka, kontroli wysokości
- Pacjent po prostu opiera czoło na podczołku
- Ustawienie jest całkowicie automatyczne
- Potrójny pomiar po jednym wciśnięciu przycisku
- Czytelne wyświetlanie danych
- Wbudowana drukarka
- Transfer danych przez port USB



Siódma generacja bezkontaktowego tonometru Reichert 7 to urządzenie przyjazne użytkownikowi. Urządzenie zostało wyposażone w szereg ułatwień, jak choćby łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy i funkcja potrójnego pomiaru. W pełni zautomatyzowana praca tonometru to w rezultacie mniejsza ilość błędów pomiarowych i większa ilość badań w jednostce czasu.

### POTRÓJNY POMIAR

Funkcja potrójnego pomiaru jest uruchamiana jednym dotknięciem ekranu. Ta nowa cecha urządzenia to oszczędność czasu, zwiększenie dokładności i gwarancja najwyższego komfortu pacjentów.

### INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Nowy ekran dotykowy obsługuje oparty na ikonach system operacyjny co umożliwia nawet mało doświadczonym użytkownikom wykonanie badania w ciągu sekund.

W pełni kolorowy wyświetlacz prowadzi użytkownika podczas badania pokazując wszystkie informacje począwszy od ustawienia oka i skończywszy na wyświetleniu wyników pomiaru.

Menu ustawień i opcji jest łatwo dostępne i proste w nawigacji. Dokładność, prostota, szybkość

Działanie tonometru jest bardzo szybkie. Pacjent po prostu opiera czoło na podczołku, podczas, gdy operator naciska przycisk na ekranie dotykowym i aktywuje proces pomiaru.

Badanie jest wykonywane z szybkością niedostępną dla innych tonometrów bezkontaktowych bez zmniejszenia dokładności.

### Dane techniczne

Wysokość: 50,2cm

Szerokość: 26,7cm

Głębokość: 35,6cm

Waga: 10,4kg

Zakres: Od 7 do 60mmHg