

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE



Szafka typ 316

Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Blat boczny posiada regulację wysokości i kąta nachylenia (opcja). Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie. Cztery koła jezdne z blokadą. Dodatkowa półka na obu-
wie. Szeroka gama kolorystyczna. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 46 x 41 x 95 cm (lub inne)

Cena w EURO
od 496,00 € z blatem bocznym
od 251,00 € bez blatu bocznego



Szafka typ 314

Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Szuflada i drzwiczki otwierane jedno- lub dwustronnie. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Cztery koła jezdne z blokadą. Dodatkowa półka na obu-
wie (opcja). Szeroka gama kolorystyczna. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 43 x 41 x 85 cm (lub inne)

Cena w EURO
od 210,00 €



Szafka typ Szl 201o

Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Laminowany blat boczny chowany w obrysie szafki. Regulacja wysokości oraz kąta nachylenia, wspomaganą mechanizmem sprężynowym. Szuflada i drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym, otwierane jedno lub dwustronnie. Cztery koła jezdne z blokadą. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 59,5 x 41,5 x 94,5 cm

Cena w EURO
od 502,00 €



Szafka typ Szl 201

Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Blat boczny posiada tylko regulację wysokości. Szuflada i drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym, otwierane jedno- lub dwustronnie. Cztery koła jezdne z blokadą, nie pozostawiające śladów bieżnika. Szeroka gama kolorystyczna. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 42 x 61 x 80 cm

Cena w EURO
od 229,00 €



Szafka drewniana typ 313

Szafka przyłóżkowa wykonana z płyty meblowej, z blatem posiadającym regulację wysokości i kąta nachylenia. Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie. Dodatkowa półka na obu-
wie. Cztery koła nie pozostawiające śladów bieżnika. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 62 x 42 x 92 cm

Cena w EURO
od: 480,00 €



Stolik typ 410

Stolik mobilny wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Blat stolika wykonany z płyty meblowej. Regulacja wysokości blatu (opcja).

Wymiary (szer. x gł. x wys.):
70 x 40 x 80 cm

Cena w EURO
od: 104,00 €