


MATERACE SZPITALNE

**Materace piankowe**

Materace do łóżek szpitalnych wykonane z wysokogatunkowej pianki. Materace składają się z jednego, dwóch, trzech lub czterech segmentów. W zależności od potrzeb klienta materace wyposażone są w odpowiednio dobrany pokrowiec. Pokrowce są szyte z tkanin paroprzepuszczalnych, oddychających, zmywalnych, nie przepuszczających płynów, odpornych na środki dezynfekcyjne, wysoką temperaturę prania. Pokrowce zamykane są na suwak, rzep lub troki wg życzenia użytkownika.

**Materac piankowy typu SEMA/ SEMA PLUS**




Materac jedno lub dwustronnie nacinany, wersja ze wzmocnionymi krawędziami zwiększającymi komfort pacjenta.

Materac **SEMA**  
Materac **SEMA PLUS**

Cena od 150,00 €  
Cena od 219,00 €

**Przykładowe pozostałe rodzaje materacy piankowych**



**STANDARD**  
Cena od 129,00 €

**CLINIC**  
Cena od 248,00 €

**OMEGA**  
Cena od 145,00 €

**LATEX**  
Cena od 260,00 €

**Materace przeciwoleżynowe do opieki długoterminowej**



Model	M.300PU	M.500	M.550
Air mikrootworowy	opcja	opcja	opcja
Wyłogi	O	O	O
Komory główne	2	2	3
Komory poprzeczne	18	17	17
Wymiary leża [cm]	90 x 200	90 x 200	90 x 200
Pompa P.22	opcja	opcja	opcja
Przewody do podłączenia z pompą	opcja	O	O
Pokrowiec	Półprzepuszczalny	Membranowy mambraMED®	Membranowy mambraMED®
Stabilny zagłówek	-	O	O
Zawór reanimacyjny CPR	-	O	O
Funkcja transportowa	-	-	O
Cena	od 280,00 €	od 360,00 €	od 360,00 €



**Dostępne modele pomp do materacy**



**P.supra**  
Cena od 88,00 €

**P.lux 2/ P.lux 3**  
Cena od 118,00 €

**P.dyna 2/ P.dyna 3**  
Cena od 172,00 €

**P.dynaBest**  
Cena od 239,00 €

KENDROMED Sp. z o.o.  
ul. Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław  
tel. +48 71 326 10 35  
fax +48 71 326 15 00  
kendromed@kendromed.pl

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto, bez kosztów dostawy i montażu.

Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.) Informacje zawarte w katalogu mogą nie być poprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po jego publikacji.