

Łóżko z przechyłami bocznymi typ HANA LTR

Cena od 3 950,00 €

Łóżko w obudowie drewnianej przeznaczone na oddziały rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej oraz bezpośrednio dom chorego. Konstrukcja łóżka została oparta na kolumnach, łóżko sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia regulowany mechanizmem zapadkowym. Łóżko posiada przechyły boczne ułatwiające pielęgnację pacjenta.

Wymiary zewnętrzne:
1000 x 2160 mm (lub inne)
Regulacja wysokości: 460 + 860 mm
Przechyły wzdłużne: +/- 17°
Przechyły boczne: do 30°
Nośność: 230 kg

**Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie typ HANA 411 LUX**

Cena od 2 717,00 €

Łóżko w obudowie drewnianej przeznaczone na oddziały rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej oraz bezpośrednio do domu chorego. Konstrukcja łóżka została oparta na dwóch kolumnach, łóżko sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia regulowany mechanizmem zapadkowym.

Wymiary zewnętrzne:
960 x 2060 mm (lub inne)
Regulacja wysokości: 460 + 860 mm
Przechyły wzdłużne: +/- 17°
Nośność: 230 kg

**Łóżko rehabilitacyjne o stałej wysokości leża typ SARA 409**

Cena od 860,00 €

Łóżko w obudowie drewnianej przeznaczone na oddziały rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej oraz bezpośrednio dom chorego. Łóżko o stałej wysokości leża z mechaniczną regulacją segmentów leża.

Wymiary zewnętrzne:
960 x 2060 mm (lub inne)
Wysokość leża: 500 mm (lub inna)
Nośność: 180 kg

