

Łóżko szpitalne dla dzieci typ MEDI KIDS

Cena od 3 200,00 €



Charakterystyka łóżka:

- łóżko przeznaczone dla małych pacjentów na oddziały intensywnej terapii
- leże czterech częściowe w tym trzy segmenty regulowane
- regulacje: wysokości leża, segmentu pleców i uda oraz funkcja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga realizowane są za pomocą centralnego panelu, regulacja segmentu podudzia regulowana jest za pomocą mechanizmu zapadkowego
- dodatkowe funkcje elektryczne: auto-rotacja, auto-regresja, CPR
- szczyty wykonane są ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z wypełnieniem płytą HPL, szczyty z miedzianymi wycięciami
- barierki boczne jednej części wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, wypełnienie barierki wykonane z przezroczystego tworzywa, dzięki czemu miedzy innymi jest zabezpieczenie dziecka przed personelem medycznym
- cztery koła jezdne wyposażone są w indywidualną blokadę
- czterech segmentów leża wypełnionych jest płytą laminowaną
- powierzchnie łóżka odporne na ścieranie, promienie UV, wilgoć i środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	920 mm x 1900 mm (lub inne)
Regulacja wysokości:	500 - 900 mm (lub inna)
Przechyły wzdłużne:	+/- 17
Regulacja segmentu pleców:	70
Regulacja segmentu uda:	45
Regulacja segmentu podudzia:	35
Waga łóżka:	75 kg (miedzy innymi większa)
Średnica kół jezdnych:	125 mm, 150 mm (lub inne)

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt ręki, wieszak na kołki
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Wypełnienie leża: metalowa siatka
- Segment pleców wypełniony płytą przezierną dla promieni RTG
- Szczyty wykonane ze stali kwasoodpornej
- Centralna blokada kół

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Słotwińskiego 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35
fax +48 71 326 15 00
kendr.med@kendr.med.pl

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto, bez kosztów dostawy i montażu.

Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.) Informacje zawarte w katalogu mogą nie być prawnie wiążące w przypadku zmian w przepisach wdrożonych przez jego publikację.