

ŁÓŻKA SZPITALNE

Łóżko szpitalne typ KLASIK L 410

Cena od 950,00 €



Cena od 1 018,00 €

KLASIK LUX 410 – łóżko z odejmowanymi szczytami, z leżem wypełnionym płytą z tworzywa ABS



**Charakterystyka łóżka:**

- łóżko z przeznaczeniem dla oddziałów szpitalnych o stałej wysokości leża z mechaniczną regulacją segmentu pleców, uda i podudzia
- funkcja CPR realizowana mechanicznie (opcja)
- w narożach leża znajdują się tuleje do mocowania wysięgnika ręki, wieszaka kroplówki oraz ramy ortopedycznej
- konstrukcja łóżka wykonana została z profili stalowych lakierowanych proszkowo
- czterosegmentowe leże wypełniono metalową siatką
- szczyty wykonane są ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, wypełnione płytą z laminatu
- powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne

**Parametry techniczne:**

Wymiary zewnętrzne:	920 x 2 060 mm (lub inne)
Wysokość leża:	500 mm (lub inna)
Regulacja segmentu pleców:	75°
Regulacja segmentu uda:	45°
Regulacja segmentu podudzia:	35°
Nośność:	180 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	125 mm (lub inna)

**Wyposażenie opcjonalne:**

- Uchwyt ręki
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Półka na pościel
- Podwójna rama ortopedyczna
- Centralna blokada kół
- Szczyty ze stali kwasoodpornej lub chromowanej
- Poręcze boczne ze stali węglowej lakierowanej proszkowo / kwasoodpornej / chromowanej