


Hill-Rom®

Wózek transportowo-zabiegowy

Transport Stretcher



* Wyposażenie opcjonalne

W skrócie

Zalety nowego, ginekologiczno-położniczego wózka firmy Hill-Rom:

- **Dopuszczalne obciążenie – 317,5 kg**
- **Niska pozycja wejściowa** ułatwiająca wchodzenie i schodzenie z wózka
- **Nowej generacji system Steering Plus™** pomocny w kontroli toru jazdy i pokonywaniu zakrętów
- **Podwójny system blokowania wszystkich 4 kół** bardzo dobrze stabilizujący platformę transportowo-zabiegową
- **Zmywalny wysokociśnieniowo**

Nowy transportowy wózek firmy Hill-Rom

Wózek transportowo-zabiegowy firmy Hill-Rom to ekonomiczny wybór w każdej sytuacji. Oprócz wysokiej trwałości charakteryzuje się on nadzwyczajną mobilnością, cechuje się wysoką jakością i zapewnia pacjentowi maksymalną wygodę.

Mobilność. Łatwe do prowadzenia i zatrzymywania wózki wyposażone zostały w nową generację systemu Steering Plus™, która pozwala na gładkie pokonywanie zakrętów i pełną kontrolę toru jazdy. Wyposażenie standardowe obejmuje także podwójny system blokady wszystkich kół ze zintegrowanymi zębatkami, dzięki czemu wózek stanowi wytrzymałą i stabilną platformę transportową.

Komfort. Dla zapewnienia większej wygody pacjentowi, niska pozycja wejściowa/zejściowa wózków transportowych firmy Hill-Rom umożliwia bezpieczniejsze wchodzenie i schodzenie z wózka.

Jakość. Wzmocniona rama wykonana jest z wytrzymałej odmiany stali wykorzystywanej w przemyśle motoryzacyjnym i zapewnia wysoką jakość – dopuszczalne obciążenie 317 kg umożliwia zastosowanie wózka u chorych o większej wadze ciała. Niklowane rączki, wieszaki, poręcze i inne części zwiększają odporność na korozję i niekorzystne warunki środowiska.

Hill-Rom®

Wózek transportowo-zabiegowy Transport Stretcher



Cechy

Wyposażenie standardowe Wyposażenie opcjonalne

Dopuszczalne obciążenie – 317,5 kg	•	
Pedały hamowania/sterowania – głowa i nogi	•	
Pedały hamowania/sterowania – wszystkie 4 strony		•
Kółko samonastawne do skręcania	•	
System nowej generacji Steering Plus™		•
Ergonomiczne ręczki do transportu		•
Stały statyw infuzyjny – 2-częściowy		•
Szerokość – 66 cm	•	
Szerokość – 76,2 cm		•
Barierki boczne		Składane
Materac z pianki wysokiej gęstości, niepalny 7,62 cm	•	
Materac z pianki wysokiej gęstości, niepalny 10,2 cm		•
Materac Comfortline® z pianki zmiennej gęstości, niepalny 12,7 cm		•
Kolory zderzaków – neutralny, niebieski, czerwony, turkusowy i purpurowy		Wybór

Akcesoria

- Poduszka pod głowę do wózka
- Wieszak infuzyjny
- Taca dla pacjenta
- Taca na narzędzia
- Uchwyt na butlę z tlenem
- Uchwyt na butlę z ciekłym tlenem
- Wieszak infuzyjny z możliwością zainstalowania pompy infuzyjnej
- Osłony barierki bocznych
- Podłokietnik
- Zdejmowany dolny szczyt łóżka
- Boczny uchwyt na kasetę RTG
- Uchwyt na kartę pacjenta
- Wielofunkcyjny dolny szczyt łóżka
- Dodatkowy wieszak infuzyjny
- Strzemiona
- Pasy bezpieczeństwa
- Przedłużenie leża
- Podajnik papieru



Niska pozycja wejściowa/zejściowa ułatwiająca bezpieczne wchodzenie i schodzenie z wózka



Nowej generacji system sterowania Steering Plus™

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie:	317,5 kg
Najniższa pozycja – od podłogi do górnej powierzchni materaca:	58,4 cm
Najwyższa pozycja – od podłogi do górnej powierzchni materaca:	88,9 cm
Długość całkowita:	210,8 cm
Szerokość całkowita:	81,3 cm lub 91,4 cm
Długość barierki:	119,4 cm
Wysokość poręczy powyżej powierzchni materaca:	35,6 cm
Rozmiar materaca:	66 cm x 190,5 cm 76,2 cm x 190,5 cm
Maksymalne uniesienia wezglowia:	90°
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga:	18°
Prześwit od podłogi:	8,9 cm
Rozmiar kółek:	20,3 cm

Hill-Rom zastrzega sobie prawo do zmian wyglądu, specyfikacji i modelu bez uprzedzenia. Gwarancja Hill-Roma jest pisemną gwarancją obejmującą produkty przeznaczone do sprzedaży i wynajmu. © 2006 Hill-Rom Services, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Hill-Rom®