

Nowy standard opieki



Terapeutyczny materac antyodleżynowy Hill-Rom P330

Automatycznie dostosowujący się materac wykorzystujący technologię zmiennego niskiego ciśnienia

Hill-Rom.

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Terapeutyczny powietrzny materac antyodleżynowy Hill-Rom P330

Wielostrefowy, samodopasowujący się materac w każdej chwili zapewnia pacjentom komfort dzięki zmiennemu niskiemu ciśnieniu, wytyczając tym samym nowy standard w opiece medycznej.

Został zaprojektowany specjalnie po to, aby pomagać w profilaktyce antyodleżynowej u pacjentów z grupy ryzyka powstania odleżyn i w leczeniu pacjentów posiadających odleżyny.

SAFE SKIN®



Nowy Program firmy Hill-Rom *Bezpieczna Skóra* pozwala uzyskać mierzalne i trwałe rezultaty w zakresie profilaktyki antyodleżynowej poprzez:

- umożliwienie opartego na dowodach udoskonalania terapii i protokołów antyodleżynowych oraz ich wdrażania,
- dostosowywanie terapii i protokołów do wymagań pacjentów celem uzyskania wsparcia w wyborze odpowiedniego materaca dla danego pacjenta we właściwym czasie,
- prowadzenie postępowania modyfikacyjnego przez edukowanie, począwszy od etiologii odleżyn, a skończywszy na zaawansowanych metodach leczenia owrzodzeń skórnych.

www.hill-rom.com

www.hill-rom.com
Hill-Rom®
P330 Wound Surface



Strefa pięt o pochyłości powierzchni materaca 5°
długość: 45 cm, bardzo wygodna, miękka oraz trwała pianka ochronna

Konstrukcja wielokomorowa – 20 komór:

- 8 komór w strefie krzyżowej z trybem Zmiennego Niskiego Ciśnienia powietrza w materacu,
- 3 komory w strefie nóg,
- 9 komór w strefie tułowia i głowy w trybie Stałego Niskiego Ciśnienia powietrza w materacu.

Dźwignia CPR

Ochronna baza piankowa
grubość: 5 cm

Wbudowana jednostka sterująca
brak zewnętrznej skrzynki kontrolnej

Zasilacz uniwersalny

- kabel o długości 4 m,
- bezpieczne, dodatkowe wyjście niskonapięciowe,
- bardzo niski pobór mocy.

Czuła Technologia SAALP™ automatycznego dostosowania Zmiennego Niskiego Ciśnienia:

- w pełni zautomatyzowana,
- oparta na samoregulacji wartości ciśnienia powietrza w materacu w czasie rzeczywistym,
- polegająca na automatycznej regulacji cyklu zmian ciśnienia w materacu indywidualnie w zależności od budowy, rozmiarów, masy i kształtów ciała pacjenta, a także przyjmowanych pozycji.

Komfort, bezpieczeństwo, prostota, godność pacjenta

Terapeutyczny powietrzny materac antyodleżynowy Hill-Rom P330 spełnia wszystkie kluczowe potrzeby związane z profilaktyką antyodleżynową i leczeniem odleżyn. Jest to cicho pracujący, lekki materac o zwartej strukturze, bez zewnętrznego panelu sterującego, bardzo łatwy w użytkowaniu i transporcie. Charakteryzuje się ponadto niskim poborem mocy, co czyni go produktem przyjaznym dla środowiska.

Terapeutyczny powietrzny materac antyodleżynowy Hill-Rom P330

Automatycznie dostosowujący się materac wykorzystujący technologię niskiego zmiennego ciśnienia



Dane techniczne

Materac

Długość 194 cm
Szerokość 85 cm
Wysokość 20 cm
Waga 10 kg

Maksymalna masa ciała pacjenta

Maksymalne obciążenie robocze (terapeutyczne) 180 kg
(masa pacjenta gwarantująca skuteczność kliniczną we wszystkich typowych pozycjach leżenia na wznak, z wyłączeniem masy aparatury podpiętej do pacjenta, przyborów i pościeli)
Maksymalne obciążenie statyczne 250 kg
(dopuszczalne bezwzględne maksymalne obciążenie łóżka w pozycji wypoziomowanego leża)
Minimalna masa ciała pacjenta 30 kg

Materiał powłoki materaca

Wodoszczelna powłoka poliuretanowa na tkaninie z poliestru, o niskim współczynniku tarcia, właściwościach bakterio- i grzybobójczych (hamujących podziały komórkowe bakterii i grzybów). Można ją dezynfekować przez przetarcie szmatką nasączoną roztworem środka odkażającego a także prać.

Wymagania elektryczne


Napięcie 100-240 VAC

Prąd

Prąd znamionowy 0,8-0,4 A (100 VAC – 240 VAC)
Obsługa w trybie normalnym 0,15-0,066 A (100 VAC – 240 VAC)
Pobór mocy 15 VA

Maksymalny poziom hałasu (ISO 3740)

P330 45 dBA (decybeli akustycznych) w normalnych warunkach użytkowania (tylko dla porównania podajemy, że poziom hałasu typowego komputera stacjonarnego to 44 dBA)

 0459 Urządzenie medyczne klasy IIa zgodne z wytycznymi Dyrektywy 93/42/EWG

Terapeutyczny materac antyodleżynowy Hill-Rom P330 dostępny jest także w wersji o szerokości 90,5 cm.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem firmy Hill Rom.



www.hill-rom.com

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia w zakresie projektowania, dostępnych modeli i ich parametrów technicznych. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom jest pisemna gwarancja rozszerzona o sprzedaż i wynajem jej produktów.
Producent: Hill-Rom SAS - Pluvigner, Francja.
© 2008 Hill-Rom Services, Inc. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Francja +33 (0)2 97 50 92 12
Wielka Brytania +44 (0)1530 411000
Niemcy +49 (0)211/16450-0
Holandia +31 (0)347 32 35 32
Włochy +39 02-950541
Szwajcaria +41 (0)21/706 21 30
(j. niemiecki) 021/706 21 38
Austria +43 (0)2243 / 28550
Irlandia +353 (0)1 413 6005
Hiszpania +34 (0)93 6856000
Państwa skandynawskie +46 (0)8 564 353 60
Eksport:
Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy Hill-Rom lub właściwym dyrektorem regionalnym za pośrednictwem firmowej witryny internetowej lub dzwoniąc pod numer +1 812 934 8173